

DENBA^H

Health

あなたの
一番欲しいものが届きます。



ハイグレードタイプ



スタンダードタイプ

ただ、そこにいるだけで
若々しさを保ちます。



本体

電位マット

電位空間が広がるイメージ

世界レベルの独自技術 DENBA technology[※]

※DENBA technologyとは、生命体の
水分子を共振する独自特許技術。


この技術は27カ国で特許を取得した世
界レベルの技術です。



水の分子を振動させて細胞内の水分子を共振させて、長期保存を実現する技術[※]

※冷凍庫・冷蔵庫の庫内で稼働した場合に食品の鮮度を保持、未設置よりも長期保存が可能

DENBAテクノロジーで鮮度保持



DENBA^HHealthは
空間の水分子を共振させ、
若々しさ・健康・心地よい眠りを
サポートします。



りんごの鮮度比較実験(4ヵ月後)

通常冷蔵(画像左)は、全体的に腐食が進み、また水分も失われた状態です。
DENBA(画像右)は、全く問題なく新鮮な状態で食べられることがわかります。

※冷蔵庫の庫内でDENBA⁺を設置

※DENBA⁺は鮮度保持装置、DENBA^HはHealthは健康器具です。

Q & A

DENBA^HHealthをもっと安心してご使用いただくために、よくある質問にお答えします！

Q1

DENBA^HHealthの低電位って
どの程度なの？

A

DENBA^H Healthは2w(スタンダードの場合)の消費電力と約0.2mA出力電力のため、長時間、快適にご使用いただけます。

Q2

DENBA^HHealthと
高電位の治療器の違いは？

A

DENBA^H Healthは水分子を共振させ、空間全体に効果を発揮しますので、空間内で自由にお過ごしいただけるところが大きな違いです。

Q3

電位空間って
どのくらいの広さなの？

A

マットを中心に4~5m、360度の大きな空間を作り出すことができます。コードの長さでの違いはほとんどありません。

Q4

子どもやペットが
マットの上に乗っても大丈夫？

A

問題ありません。安心してお使いいただけます。ただし、医療用電子機器との併用は、影響を与える恐れがありますので使用しないでください。

商品仕様		デンバヘルス 空間電位発生システム搭載 健康電位マット		
■本体	区分	単位	スタンダードタイプ	ハイレードタイプ
	入力電圧	V	単相100~115V/(50/60Hz)	単相100~120V/(50/60Hz)
	出力電圧	V	1800	2200/3400
	消費電力	W	2	12
	重量	kg	1.98	3.8
	外形寸法(WxDxH)	mm	W165×D190×H96	W188×D243×H154
	電位マット同時対応枚数	枚	2	3
■マット	外形寸法(WxDxH)	mm	電位マット:3枚 Aタイプ W500×D500×H10 Bタイプ W600×D1200×H10 Cタイプ W1200×D1200×H10	電位マット:3枚 Dタイプ W600×D1200×H10 (2枚) Eタイプ W1200×D1200×H10
	材質		ポリエステル	ポリエステル

標準価格	スタンダードタイプ	ハイレードタイプ
	540,000円	900,000円

お問合せ先

販売者／ **株式会社 高陽社** 製造者／ **DENBA 株式会社**
岐阜県羽島市舟橋町出須賀3丁目38

お客様相談室 ☎042-313-3021 10:00~17:00(土・日・祝日除く)